

PEMF (CHAMP ÉLECTROMAGNÉTIQUE PULSÉ)

POUR RÉDUIRE LA MASSE GRAISSEUSE ET DÉVELOPPER LA MUSCULATURE

Le monde de l'amincissement et du remodelage du corps a lancé **InShape**, la dernière technique avancée qui améliore la circulation sanguine, stimule le métabolisme et assure une silhouette mince.

L'énergie magnétique intense du PEMF cible les neurones et aide à décomposer la graisse et la cellulite présentes dans les tissus de la peau, des muscles et du sang.


Avec un traitement de **30 minutes**, vous pouvez contracter vos muscles plus de **30000 fois** avec une fréquence et une intensité élevées, ce qui est impossible à réaliser avec un exercice régulier!

Comme la contraction musculaire extrême nécessite un grand apport énergétique, les adipocytes (cellules graisseuses) adjacents aux muscles sont consommés, ce qui entraîne une apoptose naturelle et réduit efficacement l'épaisseur de la graisse.

Les mouvements musculaires provoqués par InShape ne risquent pas de détériorer les autres articulations ou os du corps. Elle peut renforcer efficacement les muscles de l'abdomen ou des fesses, en augmentant le nombre et le volume des fibres des muscles. Elle rend les contours du corps plus définis, avec des lignes telles que la 'mermaid line' et la 'vest line' plus nettes.

✓ **GRAISSES**

✓ **MUSCLES**



Pourquoi Choisir InShape?

- ✓ C'est la seule méthode qui aide les patients à renforcer leurs muscles tout en remodelant leur corps. C'est comme une séance de sport intense et saine.
- ✓ Elle permet de remodeler, de gagner du muscle, de dissoudre la graisse, de modeler le corps. Elle ne nécessite aucun temps de récupération et aucune préparation avant/après le traitement.
- ✓ Basée sur une énergie électromagnétique concentrée de haute intensité. Une seule séance InShape génère des milliers de contractions musculaires puissantes, indispensables pour améliorer le tonus et la force musculaires.
- ✓ Elle agit en forçant le tissu musculaire à s'adapter à cette condition extrême par une contraction super maximale. Le tissu musculaire réagit alors en subissant une profonde transformation structurelle interne, qui se traduit par un développement des muscles et une élimination de graisses.
- ✓ Elle aide les patients à obtenir une silhouette plus mince et plus athlétique en diminuant la graisse abdominale.
- ✓ Le plan de traitement conseillé est de 20 à 30 minutes avec un minimum de 4 séances prévues à 2-3 jours d'intervalle.

Quelles sensations pendant la séance?

Vous pouvez ressentir de fortes contractions musculaires et sensations de chaleur dans la zone cible.

Les effets:

- ✓ Une amélioration de la tonicité et du galbe musculaire.
- ✓ Une réduction des graisses et raffermissement cutané.



Peut être utilisé pour le ventre, les fesses et les cuisses.
(2 pièces)



Peut être utilisé pour Cuisses, bras et jambes.
(Optionnel)



Peut être utilisé pour l'urologie, la gynécologie et la réparation post-partum.
(Optionnel)

SPÉCIFICATIONS

| | |
|--------------------------|---------------------------------------------|
| ONDE ÉLECTROMAGNÉTIQUE | 0-7 tesla |
| PUISSANCE TOTALE | 2600W |
| FRÉQUENCE | F1:1-10Hz F2:1-100Hz |
| LARGEUR DE L'IMPULSION | 300us |
| VOLTAGE | 110-220V 50-60/Hz |
| MODE SYSTEME | Mode sport / Mode doux / Mode professionnel |
| ÉCRAN | 10.4 pouces |
| POIGNÉE DE TRAITEMENT | I-B1 , II-B2 |
| DIMENSION DE LA MACHINE | 50*58*128cm |
| DIMENSION DE L'EMBALLAGE | 82*58*122cm |
| POIDS NET | 51kg |
| POIDS BRUT | 91kg |



2 POIGNÉES

Traite 2 zones en même temps

+16% DE MASSE MUSCULAIRE
-19% DE GRAISSE

